



Guten Tag,

wir von **bruckhoff hannover** sind der Spezialist für Lösungen, die nicht nur technisch, sondern auch in Bezug auf Komfort und gutes Design seit Jahren Maßstäbe setzen.

Mit **Junior BC** erhalten Sie ein einzigartiges Qualitätsprodukt, das Ihrem Kind den Zugang in die Welt des Hörens auf einfache Art und Weise ermöglicht – ohne Operation!

Wir von **bruckhoff hannover** sind der Spezialist für Lösungen, die nicht nur technisch, sondern besonders in Bezug auf Komfort und gutem Design, seit Jahren Maßstäbe setzen.

Lassen Sie sich begeistern von diesem einmaligen und hochwertigen Qualitätsprodukt – „**Made in Germany**“.

B07144

AUDIA AKUSTIK GMBH
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Deutschland

Tel. +49 (0) 511-16700-0
Fax: +49 (0) 511-16700-50
service@bruckhoff.com

www.bruckhoff.com


bruckhoff
h a n n o v e r



Die Knochenleitung

Das Hören ist ein bedeutender Teil des kindlichen Lernprozesses. Für Kinder mit kombiniertem und/oder Schallleitungshörverlust sowie einseitiger Taubheit ist die Knochenleitung die natürliche Alternative zum Hören. Dabei wird der Schall in Form von mechanischen Schwingungen über den Knochen direkt in das Innenohr übertragen.

Überreicht durch:



bruckhoff
h a n n o v e r

DE



Junior BC: Besonders leichte und kleine Hörmodule mit großer Leistung – speziell für Kinder.



Junior BC für Kids

Junior BC ist ein speziell für Kinder entwickeltes, voll digitales Knochenleitungshörsystem. Es besteht aus einem kleinen, dezenten Gehäuse mit Miniaturhörer.



Einfache Montage

Junior BC wird von Ihrem Hörgeräteakustiker einfach in die von Ihnen mitgebrachten Kopfbedeckungen wie Haarbänder, Stirnbänder und Kappen eingepasst.*



Unbeschwert hören

Kaum spürbar und nahezu unsichtbar bietet **Junior BC** Ihrem Kind ein Maximum an Tragekomfort – bei gleichzeitig höchster Funktionalität.

Vorteile, die **Junior BC** wohltuend von vergleichbaren Knochenleitungshörsystemen anderer Hersteller unterscheiden.

** Das von Ihnen mitgebrachte Stirnband wird von Ihrem Akustiker auf Tauglichkeit geprüft. Danach erfolgt die Anpassung für die Aufnahme von **Junior BC**.*

